



**Качество -  
на которое МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ.**



# Камертоны



**Вы задаете тон с камертонами от фирмы Riester!** Основными условиями современной ежедневной амбулаторной и стационарной практики врачей являются точная диагностика и быстрое принятие решений. Для этого необходимы диагностические приборы, удовлетворяющие высочайшим требованиям. Наиболее выгодным является предложение от партнера с более чем полувековым опытом, доказавшего свою надежность в любой ситуации. Фирма Riester предлагает широкий спектр высококачественных камертонов и наборов камертонов для отоларингологов и неврологов. Специально отобранные материалы и первоклассная отделка гарантируют максимальную функциональность и надежность на долгое время.

- Материалы высочайшего качества: никелированная сталь или алюминий.
- Широкий выбор различных частот: от 64 Гц до 4096 Гц.
- Камертоны с гирьками или без них.
- Камертоны с подставкой или без подставки для различных целей для ежедневной больничной практики.

**Для отоларингологов - с гирьками.** Ослабление слуха имеет много различных характеристик. Для точной диагностики необходимо полное и основательное обследование. Удобные камертоны служат для осуществления точной проверки слуха. Высококлассное исполнение и точная регулировка гирек обеспечивает нужный тон.



Первоклассная отделка и точная настройка гирек воспроизводит тон, который не меняется.

1	Nr. 5160	Сталь	С 64 Гц	по Хартману
2	Nr. 5161	Сталь	С 128 Гц	по Хартману
3	Nr. 5162	Алюминий	С 128 Гц	по Хартману
4	Nr. 5163	Сталь	С 132 Гц	по Френчу
5	Nr. 5164	Сталь	С 1256 Гц	по Хартману
6	Nr. 5165	Алюминий	С 1256 Гц	по Хартману

**Для отоларингологов - без гирек.** Требование по обеспечению высочайшего качества является главным в фирме Riester. Высококачественные материалы и внимательное отношение к процессу отделки всех камертонов фирмы Riester является гарантией чистого звука.



7	Nr. 5166	Сталь	C 2512 Гц	по Хартману
8	Nr. 5167	Алюминий	C 2512 Гц	по Хартману
9	Nr. 5168	Сталь	C 31024 Гц	по Хартману
10	Nr. 5169	Алюминий	C 31024 Гц	по Хартману
11	Nr. 5170	Сталь	C 42048 Гц	по Хартману
12	Nr. 5171	Алюминий	C 42048 Гц	по Хартману
13	Nr. 5172	Сталь	C 54096 Гц	по Хартману
14	Nr. 5173	Сталь	C 54096 Гц	по Хартману, с подставкой




Комфортабельная пластиковая подставка с широкой поверхностью для устойчивого вертикального положения при обследовании.

**Для неврологов и отоларингологов.** Эти практичные камертоны позволяют проводить обследование быстро и легко. Камертон по Риделю-Сейферу является незаменимым помощником для неврологов. Он позволяет проводить четкую диагностику пониженной чувствительности к вибрации, проверку парестезии и выявление полинейропатии.



Уровень серьезности болезни пациента с пониженной чувствительностью к вибрации легко можно прочесть на шкале Риделя-Сейфера.



15	Nr. 5174	Сталь	A1 440 Гц	с подставкой
16	Nr. 5175	Сталь	C 64 Гц/С 128 Гц	с подставкой и съемными гирьками, по Риделю-Сейферу

# Камертоны

## Наборы



The familiar way

Наборы камертонов - это хорошо продуманная комбинация в привлекательном деревянном или пластиковом футляре для проведения всех тестов слуха. Все наиболее важные приборы частоты всегда под рукой.



**Nr. 5140** Набор I 8 камертонов, изготовленных из стали (Nr. 5163, Nr. 5160, Nr. 5161, 5164, Nr. 5166, Nr. 5168, Nr. 5170, 5172) в деревянном футляре.



**Nr. 5141** Набор II 5 камертонов, изготовленных из стали (Nr. 5161, 5164, Nr. 5166, Nr. 5168, Nr. 5170) в пластиковом футляре.



**Nr. 5142** Набор III 5 камертонов, изготовленных из алюминия (Nr. 5162, Nr. 5165, Nr. 5167, 5169, Nr. 5171) в пластиковом футляре.

Дистрибьютор фирмы  
"Rudolf Riester GmbH & Co.KG"